



# BARA BACKUP

SIKKERHET, VELBEHAG OG FUNKSJON



# FOR SAFETY AND WELL-BEING

Det er viktig at brukeren, foreldre/omsorgspersonale og fagfolk vurderer i hvilke hvilke situasjoner, når og hvorhen Bara Backup skal brukes.

Det kan være spesielle sikkerhetsmessige hensyn som bør vurderes som om vedkommende plages med pustevansker, oppkast, svelgeproblemer eller kramper som gjør det vanskelig for vedkommende å ligge på ryggen. Den som anvender/legger brukeren i Bara Backup må sørge for at posisjonen blir trygg, funksjonell og behagelig for den som bruker Bara Backup.

Det er også meget viktig å passe på at det ikke blir for varmt for den som ligger i Bara Backup.

Det er viktig at brukeren får mulighet til å venne seg til Bara Backup smått og smått. Anbefaler korte perioder til å begynne med og at brukeren er under oppsyn.

Brukere som ikke kan bevege seg selv har behov for å forandre posisjon. Muligens kan en skyve kilpute under den ene buksiden om gangen til å lette trykk på ryggflaten slik at tyngden fordeles mer på den ene siden uten å vekke brukeren, - enkel og hensiktsmessig løsning hvis vedkommende ligger på en tynn madrass som kilputen kan legges under.

Det er også viktig å tenke på hele kroppstillingen, posisjon av hode, armer, ben og føtter. Noen brukere har T-roll eller annen form for pute mellom lårene og under kneerne.

Vi lager Bara Backup etter nøyaktige mål og sidestøtten må være både behagelig og tett slik at det er så vidt plass til fingrene når du trykker den ned i mellom kroppen og Bara Backup.

Det er mulig å justere fyllingen i putene slik at de gir best mulig sidestøtte.

Det er mulig å vaske yttertrekket med våt klut eller sette det i vaskemaskin.

## WELCOME POSITION

Before the person is positioned on the Bara Backup.



## SUPPORT POSITION

With all four support cushions visible, two on each side.

