



# Quality Care AS

*opplevelse av mestring gjennom aktivitet for alle*





Tredjeplass post 14

*2-hjuls tandemsykkel med gir og hjelpemotor*



## PINO Tandemsykkel

med Shimano Steps hjelpemotor

Artikkelnr. 2501

HMS nr. 231468

Alle våre HASE produkter har oppnådd topp poengsummer på tester for funksjonalitet, tilpasningsmuligheter og kvalitet i Europa.

Meget gode og stødige sykler. Kan tilpasses flere funksjonsbegrensninger som f.eks: hjerneslag, personer som mangler arm(er) eller ben. Gir og styring av motor enten på høyre eller venstre side. Eksempler på justeringer er: Lengdejustering av sykkel, styrehåndtak, krankarmer, ryggvinkel osv. Dette gjør at syklene kan møte individuelle behov på en veldig god måte. Tilpasningsmulighetene er mange!

Alle HASE sykler er CE-sertifisert

Vi anbefaler Rohloff lukket 14-gir til alle Kettwiesel og Lepus. Ved bakkestopp i tungt gir har du mulighet til å skifte mellom høyt og lavt gir når sykkelen står stille. Rohloff er et meget slitesterkt gir som kan fungere problemfritt opp mot 100.000 km. Et vanlig åpent gir krever at sykkelen er i bevegelse for å kunne skifte gir, og er mer utsatt for skade da det henger lavt.

# PINO Tandemsykkel

med Shimano Steps hjelpemotor

## Anbefalt for:

Tur og moro



Trening



Familie



Pendling



## Egenskaper:

- Høyt nivå i sikkerhet takket være lavt tyngdepunkt
- Svært manøvrerbar
- Enkel forflytning mellom sykkel og rullestol

Ypperlig for de som **ikke kan sitte på et vanlig sykkelsete,** eller holde i et styre ved f.eks oppbremsning



*Pino er en tandemsykkel hvor den som sitter bak, styrer.*

*Den som sitter foran kan tråkke med bena eller bare sitte å nyte turen.*

Alle Hase-produkter har flere tilpasningsmuligheter, og er dermed svært fleksible. Eksempler på tilpasninger: justerbart sete/ryggvinkler, lengde fram til pedalene, barnekranker, seteskill/ Hamax sykkelsete, forskjellige gir system, offroad/dekk etc.

Pino kan enkelt deles i to, ved transport



## Tekniske data:

Vekt sykkel:	33,8
	24 kg (uten motor)
Brukervekt:	225 kg
Høyde ledsager	1,5m – 2m
Ramme	Aluminium
Bremser	2 stk hydrauliske skivebremser
Maksbredde	64 cm
Setehøyde	64 cm
Total lengde	210 - 237 cm
Skrittlengde	35 - 105 cm
Skrittlengde bak	72 – 105 cm
Hjul foran	20"
Hjul bak	26"
Antall gir	27 gir

# PINO Tandemsykkel Hånddrift

fås som tilbehør på vanlig PINO



*Den som sitter foran kan padle med hendene, eller bare nyte turen.*

Beskrivelse	Art.nr	HMS-nr
Hånddrift komplett sett	24092	161136
Pino Tandemsykkel (u/hånddrift)	2501	231468

Bildet til høyre er tatt høsten 2012, hvor en som sitter i rullestol for første gang syklet Birkebeinerrittet! Dette sier mye om sykkelens funksjonalitet, tilpasningsmuligheter og kvalitet.



# TILBEHØR



## Barnekrank Pino

*Fra skrittlengde 35 og oppover*

Sykkel	Art.nr	HMS-nr
Pino	24691	210703



## Pedal med tåhette og strikk.

*Gir mer effekt i tråkket og gjør det enklere å holde fot på pedal.*

Type	Art.nr	HMS-nr
Voksen, V	25377.L.LE	231517
Voksen, H	25377.L.RI	231518
Barn, V	25377.S.LE	231519
Barn, H	25377.S.RI	231520



## Hodestøtte / Nakkestøtte

*Passer til alle modeller*

Art.nr	HMS-nr
22769	193685



## Hoftebelte

Art.nr	HMS-nr
101	210548



## Neoprenvest

Størrelse	Art.nr	HMS-nr
Liten	110	210549
Medium	111	210550
Stor	112	210551




## Neopren belte

Størrelse	Art.nr	HMS-nr
10x120cm	7166	210600
10x150cm	7167	210601

## NYHET!

### Ny spesialpedal med leggstøtte



Den unike utformingen gir god støtte samtidig som ankelen kan bevege seg naturlig i forhold til pedalenes sirkelbevegelser.

Pedalen er lettere å ta på/av enn tidligere modeller.

## Spesialpedal med leggstøtte

*for alle HASE sykler*

Sykkel	Art.nr	HMS-nr
Leggstøtte	25610	



### Synkrontråkk Pino

Enkel kobling som gjør at pedaler foran og bak synkroniseres.

Sykkel	Art.nr	HMS
Pino	23594	201788



### Pedaler med leggstøtte

Finnes både til voksne og barn

Type	Art.nr	HMS-nr
Voksen, V	25372.LE	231507
Voksen, H	25372.RI	231508
Barn, V	25375.LE	231513
Barn, H	25375.RI	231514



### Pendelpedal

For de med nedsatt bevegelighet i kne- og hoftledd.

H/V	Art.nr	HMS-nr
Høyre	22451	193759
Venstre	22450	193760



### Krankforkorter

For de som har ulik lengde på føttene.

Art.nr	HMS-nr
22348	193723



### Heng-ettersykkkel

Passer alle sykkeltyper

Sykkel	Art.nr	HMS
Pino	22251	210605
Kettwiesel	22841	193711



### Krykkeholder

Passer de fleste krykker

Sykkel	Art.nr	HMS
Pino	22298	193729

# Har du spesielle ønsker?

## Ta gjerne kontakt med oss!

- For utfyllende informasjon
- For teknisk assistanse
- Få tilsendt uforpliktende tilbud



# 970 970 71



post@quality-care.no

*NB: Vi minner om at AKT 26 betyr at de som er over 26 år, kan nå også søke om å få hjelpemidler mot en egenandel.*

Org.nr.: 988 034 169 MVA



[www.quality-care.no](http://www.quality-care.no)




Quality Care AS



@QualityCareAS



**Besøks/fakturaadresse:**  
Vegamot 18,7049 Trondheim



Finn Arne Hoff

finn@quality-care.no  
tlf: 97 71 00 90

Caretec AS  
Jon Petter Dahlen

jp@caretec.no  
tlf: 97 70 78 93

Marthe Hvindenbråten

marthe@quality-care.no  
tlf: 46 83 38 98

Petter Arne Overå

petter@quality-care.no  
tlf: 45 90 45 20

Henning Larsen

henning@quality-care.no  
tlf: 99 40 63 15



# Quality Care AS

