

# Badetoiletstol

XXL-Rehab Badetoiletstolen er specielt udviklet til bariatriske brugere, hvor udgangspunktet har været nem adgang, selvstændighed og sikkerhed.

Stolen fås i to størrelser, 61 cm og 71 cm. Ved at bruge et 5 cm høj PU skumsæde og 7 cm åbning til armlænene opnår man, at vævet falder ned, og ikke breder sig. Det umulige paradoks: "bred indvendig og smal udvendig" er opnået! Herved kan stolen komme igennem de fleste moderne døråbninger.

En god fodstøtte betyder meget for bariatriske brugere. Fodstøtterne er designet til at kunne bære 100 kg hver! Derudover kan fodstøtterne stilles i bredden, og spredes op til 110 cm. Det giver mulighed for brugere med meget fedtvæv på indersiden af låret at benytte stolen. Denne mulighed giver også hygiejniske fordele.

En anden unik fordel er et åbent toilet-sæde, både fortil og bagtil. Et langt åbent hul: 44 cm langt og 22 cm bredt på det bredeste sted. Det medfører, at stolen kan bruges mere korrekt, at personalet bedre kan komme til, og at brugeren kan placeres nemmere, så uheld med spild undgås. Desuden kan sædet nemt tages af og sættes på ved rengøring af stolen.

Grundet vævshæmning kan bariatriske brugere ofte ikke føre armene langt nok tilbage og derfor har vi forlænget armlænene, så de med en længde på 64 cm stikker 7 cm frem foran siddeflader. Hænderne får nemt fæste og brugeren kan selv komme sikkert ind i stolen, til gavn for både personalet og brugeren selv.

Frigangen mellem ryglænet og sædet er 32 cm, med mulighed for at lade vævet i glutealregionen stikke lidt bagud og derved opnå støtte i ryggen, samt giver plejepersonalet mulighed for at række ind efter et sejl og hjælpe til med at placere brugeren korrekt.



### Extra tilbehør

20" hjul

24" hjul

Butterfly armlæn

XXL-Rehab Badetoiletstol	1	2
Max brugervægt	325 kg	
Sædebredde	61 cm	71 cm
Sædedybde	56 cm	
Sædehøjde	55 cm	
Ryg	32-52 cm	
Total bredde	67 cm	77 cm
Sæde til fodstøtte	40-42-44-46-48 cm	
Fodstøtte bredde	58-110 cm	
Skubbebøjle til jord	99 cm	
HMI nr	47221	47671