

Reservedeler - Øvrebø Rehab

HMS- Artnr	Beskrivelse	Leverandørens artnr
311885	Trekk posisjonering Armstøttepute Arcona b23 l65 h10 hø bomullsjersey	0400-052-015H
311886	Trekk posisjonering Armstøttepute Arcona b23 l65 h10 ve bomullsjersey	0400-052-015V
234222	Trekk posisjonering buepute Arcona Finnepute b30 l100 h12 bomullsjersey	0400-058-015
234220	Trekk posisjonering buepute Arcona støttepute b50 l130 h12 bomullsjersey	0400-050-015
234224	Trekk posisjonering buepute Arcona U-pute b30 l230 h17 bomullsjersey	0400-072-015
234587	Trekk posisjonering fleksipute Arcona b34 l194 h15 bomullsjersey	0400-068-015
234589	Trekk posisjonering hodepute Arcona liten b25 l35 h8 bomullsjersey	0400-038-015
235565	Trekk posisjonering hodepute Arcona stor b40 l58 h13 bomullsjersey	0400-039-015
311888	Trekk posisjonering H-pute Arcona b30 l50 h30 bomullsjersey	0400-074-015
234575	Trekk posisjonering kilepute Arcona b50 l38 h0-11 bomullsjersey	0400-066-015
234573	Trekk posisjonering kilepute Arcona liten b24 l37 h8-11 bomullsjersey	0400-060-015
311891	Trekk posisjonering nakkepute Arcona Nakkepuff b6 l36 h10 bomullsjersey	0400-095-015
234282	Trekk posisjonering S-pute Arcona Sjøhestpute b30 l186 h17 bomullsjersey	0400-056-015
235568	Trekk posisjonering S-pute Arcona Sjøhestpute junior b30 l127 h14 bomullsjersey	0400-057-015
235571	Trekk posisjonering sylindervepute Arcona b25 l65 h25 bomullsjersey	0400-064-015
234284	Trekk posisjonering sylindervepute Arcona Robustpute b25 l200 h25 bomullsjersey	0400-070-015
248776	Trekk posisjonering T-pute Arcona str1 b31 l60 h13 bomullsjersey	0400-090-015
252625	Trekk posisjonering T-pute Arcona str2 b48 l70 h16 bomullsjersey	0400-091-015
268066	Trekk posisjonering T-pute Arcona str3 b52 l95 h17 bomullsjersey	0400-092-015
235567	Trekk posisjonering Universalpute b35 l60 h25 Arcona bomullsjersey	0400-034-015